


Anti-Nanog 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q80Z64

품목 번호: CM0019063



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 고품질 마우스 NANOG 토끼 다클론 항체로, 인간 교차반응성이 확인되었습니다. 다능성 및 배아줄기세포 자가재생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NANOG 토끼 pAb
비고/별칭	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
종	마우스
유전자 ID (마우스)	71950
면역원	마우스 NANOG (NP_082292.1)의 아미노산 160-305번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q80Z64
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백