

## Wb 및 Elisa용 Anti-Nanp 토끼 다클로날 항체 - Q8Tbe9

품목 번호: CM0017727



### 소개

인간 N-아실뉴라민산-9-포스파타제(NANP/HDHD4)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 시알산 대사 연구의 핵심 도구입니다. 28 kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NANP Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | HDHD4; C20orf147; dJ694B14.3; NANP                           |
| 종           | 인간(Human)                                                    |
| GeneID (인간) | 140838                                                       |
| GeneID      | 140838                                                       |
| 면역원         | 인간 NANP (NP_689880.1)의 아미노산 1-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용          | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                |
| SWISS       | Q8TBE9                                                       |
| 단백질 분자량     | 28kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                               |