


Anti-Nasp 폴리클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P49321

품목 번호: CM0027878



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 NASP(핵 자가항원성 정자 단백질)에 대한 토끼 폴리클론 항체; 마우스 및 래트와 교차 반응함. 히스톤 샤페론 네트워크 및 DNA 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NASP Rabbit pAb
비고/별칭	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
종	인간
유전자 ID (인간)	4678
유전자 ID	4678
면역원	인간 NASP(NP_689511.2)의 아미노산 180-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49321
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백