

Anti-Ncam1/Cd56 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

품목 번호: CM0013084



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 NCAM1/CD56에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트 동족체를 인식하며, 신경 세포 부착, 신경 돌기 성장 및 바이러스 수용체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NCAM1 / CD56 Rabbit pAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4684
항원(Immunogen)	인간 NCAM1 / CD56 (NP_851996.2)의 아미노산 759-858에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	Ice bag