

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Ncstn Rabbit Pab - Q92542

품목 번호: CM0015363



소개

인간 NCSTN(니카스트린, 감마-세크레타제 서브유닛)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 알츠하이머병 및 노치 신호전달 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NCSTN Rabbit pAb
비고/별칭	ATAG1874; NCSTN
종	인간
유전자 ID (인간)	23385
유전자 ID	23385
면역원	제조합 단백질 인간 NCSTN (NP_056146.1)의 아미노산 429-669에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원산	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92542
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백