


Wb, Ihc免, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufa5 폴리클로날 항체 - Q16718

품목 번호: CM0015288



소개

WB, IHC免, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-NDUFA5 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I의 13kDa 소단위를 검출하며, 심장, 근육, 뇌에서 고발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA5 Rabbit pAb
비고/별칭	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
종(Species)	Human
GeneID	4698 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 NDUFA5 (NP_004991.1)의 아미노산 1-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC免, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16718
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)