

Ndufa7 다클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb 및 Elisa용 - O95182

품목 번호: CM0026477



소개

미토콘드리아 복합체 I 보조 서브유닛인 NDUFA7(CI-B14.5a)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA 검증이 KO 완료되었습니다. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] NDUFA7 토끼 pAb
비고/별칭	B14.5a; CI-B14.5a; A7
종	인간
유전자 ID (인간)	4701
유전자 ID	4701
면역원	인간 NDUFA7 (NP_004992.2)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95182
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백