


Wb, Elisa용 Anti-Ndufc2 폴리클론항체 - O95298

품목 번호: CM0029564



소개

WB 및 ELISA 적용을 위한 NDUFC2 (Complex I subunit B14.5b) 표적 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFC2 Rabbit pAb
비고/별칭	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
종	인간
유전자 ID (인간)	4718
면역원	인간 NDUFC2 (NP_004540.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95298
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백