


Anti-Ndufs1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

품목 번호: CM0029683



소개

NDUFS1 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항체입니다. 미토콘드리아 전자 전달에 필수적인 코어 Complex I 서브유닛인 인간 NDUFS1(CI-75kD)을 표적합니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	NDUFS1 Rabbit pAb
비고/별칭	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
종	인간
GeneID (Human)	4719
GeneID	4719
면역원	인간 NDUFS1 (NP_004997.4)의 아미노산 80-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28331
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백