

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufs2 다클론 항체 - O75306

품목 번호: CM0014766



소개

NDUFS2에 특이적인 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NDUFS2 토끼 pAb
비고/별칭	CI-49; MC1DN6; S2
종	인간
GeneID (인간)	4720
GeneID	4720
면역원	인간 NDUFS2(NP_004541.1)의 아미노산 204-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75306
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩