

Anti-Nectin 2/Cd112 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q92692

품목 번호: CM0011461



소개

인간 Nectin-2 (CD112, PVRL2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다.

인간, 마우스 및 랫트 단백질을 검출하며, T세포 조절 및 바이러스 침투와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nectin 2/CD112 Rabbit mAb
비고/별칭	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRL2; Nectin 2/CD112
종(Species)	Human
GeneID (인간)	5819
GeneID	5819
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q92692
단백질 크기	58kDa
배송	아이스 팩