

Anti-Nedd8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15843

품목 번호: CM0007516



소개

NEDD8 Rabbit Monoclonal Antibody는 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에 적합합니다. 세포 주기 조절 및 단백질 분해에 관여하는 유비퀴틴 유사 단백질 NEDD8을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEDD8 Rabbit mAb
비고/별칭	NEDD-8; NEDD8
종	인간
유전자 ID (인간)	4738
유전자 ID	4738
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15843
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스백