

Wb 및 Elisa용 항-Nek3 다클론 항체 - P51956

품목 번호: CM0029646

소개

인간 NEK3 키나아제(P51956)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 가집니다. 신경 형성 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEK3 토끼 pAb
비고/별칭	HSPK36; NEK3
종	인간
GeneID (인간)	4752
GeneID	4752
면역원	인간 NEK3 (NP_689933.1)의 아미노산 267-506에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51956
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩