

Wb, Elisa용 Anti-Nek7 폴리클로날 항체 - Q8Tdx7

품목 번호: CM0021233



소개

인간 NEK7에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 유사분열 세포 주기 진행 및 NLRP3 인플라마솜 활성화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEK7 Rabbit pAb
종	인간
유전자 ID (인간)	140609
면역원	인간 NEK7 (NP_598001.1)의 아미노산 257-301 서열에 대응하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDX7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백