

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Neun 마우스 단클론 항체 - A6Nfn3

품목 번호: CM0008335

소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IF, IHC, ELISA 검증이 완료된 NeuN(FOX3/RBFOX3)을 표적으로 하는 고품질 마우스 단클론 항체입니다. 신경과학 연구용 스플라이싱 조절 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NeuN 마우스 mAb
비고/별칭	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
종	사람
유전자ID (사람)	146713
면역원	사람 NeuN 재조합 단백질
원천	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	A6NFN3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩