


Anti-Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Alpha-4 (Acha4/Chrna4) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P43681

품목 번호: CM0019753



소개

인간 ACHA4(CHRNA4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 신경성 니코틴 아세틸콜린 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACHA4 Rabbit pAb
비고/별칭	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
종	인간
GeneID (Human)	1137
GeneID	1137
면역원	인간 ACHA4(P43681)의 아미노산 29-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P43681
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백