


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip용 Anti-Nf-Kb P65/Rela 단일클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0003400



소개

인간 NF-kB p65/RelA(Q04206)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP 적용에 적합하며, 인간, 마우스, 래트, 원숭이와 교차반응성을 보입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증] NF-kB p65/RelA Rabbit mAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
종	인간
GeneID (인간)	5970
GeneID	5970
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백