


## Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Nf-Kb P65/Rela 단클론 항체 (Ko 검증 완료) - Q04206

품목 번호: CM0005449



### 소개

인간 NF-kB p65/RelA를 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트, 원숭이와 교차 반응합니다. 염증, 면역, 암 연구 및 SARS-CoV-2 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] NF-kB p65/RelA 토끼 mAb                                              |
| 비고/별칭       | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; 1A                                                 |
| 종           | 인간                                                                            |
| GeneID (인간) | 5970                                                                          |
| GeneID      | 5970                                                                          |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)의 아미노산 450-551번 서열 내에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                            |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                        |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 원숭이                                                              |
| SWISS       | Q04206                                                                        |
| 단백질 분자량     | 58kDa/59kDa/60kDa                                                             |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                          |