


Anti-Nfatc3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q12968

품목 번호: CM0027340



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용되는 인간 NFATC3(NFAT4)에 대한 토끼 다클론 항체입니다.

마우스 및 래트와 교차 반응합니다. NFAT 전사 조절 및 심장 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFATC3 토끼 pAb
비고/별칭	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
종	인간
유전자 ID (인간)	4775
유전자 ID	4775
면역원	제조합 단백질 인간 NFATC3(NP_775188.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12968
단백질 분자량	116kDa
배송 방식	아이스 팩