

Wb 및 Elisa용 Anti-Nfib/Nf1B2 Rabbit Monoclonal Antibody - O00712

품목 번호: CM0006145



소개

인간 NFIB/NF1B2에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스에 대한 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 및 뇌 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFIB / NF1B2 Rabbit mAb
비고/별칭	CTF; MACID; NF1-B; NF1-B; NF1B2; NF1B3; NF1-B; NF1-RED; HMGIC/NFIB; NFIB / NF1B2
종	인간
GeneID (인간)	4781
GeneID	4781
면역원	인간 NFIB / NF1B2 (NP_005587.2)의 아미노산 321-420에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00712
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백