

Wb, Elisa용 항-Nfic 토끼 다클론 항체 - P08651

품목 번호: CM0014757



소개

이 토끼 다클론 항-NFIC 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, DNA 복제 및 TERT 유전자 활성화 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFIC 토끼 pAb
비고/별칭	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
종	인간
유전자 ID	4782
면역원	인간 NFIC (NP_005588.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08651
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩