


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nfkbib 토끼 다클로날 항체 - Q15653

품목 번호: CM0027132



### 소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-NFKBIB 토끼 다클로날 항체입니다. NF-kappa-B의 세포질 유지 및 핵 이동을 조절하는 38 kDa NF-kappa-B 억제제인 I-kappa-B-beta를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NFKBIB Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | IKBB; TRIP9; NFKBIB                                           |
| 종           | 사람 (Human)                                                    |
| 유전자 ID (사람) | 4793                                                          |
| 유전자 ID      | 4793                                                          |
| 면역원         | 사람 NFKBIB (NP_002494.2)의 아미노산 1-356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)                               |
| SWISS       | Q15653                                                        |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                               |