

Anti-Nhlh1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

품목 번호: CM0024139

소개

인간 NHLH1(helix-loop-helix protein 1, bHLHa35)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA 응용에 대해 검증됨. 인간 샘플에 특이적; 발달 신경생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NHLH1 Rabbit pAb
비고/별칭	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
종	인간
GeneID (Human)	4807
GeneID	4807
면역원	인간 NHLH1 (NP_005589.1)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02575
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백