

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nhlrc1 다클론 항체 - Q6Vvb1

품목 번호: CM0027417

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 항-NHLRC1 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 글리코젠 대사 및 신경변성에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가제 말린(malin)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NHLRC1 토끼 pAb
비고/별칭	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
종	인간
유전자ID (인간)	378884
유전자ID	378884
면역원	인간 NHLRC1 (NP_940988.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6VVB1
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스팩