

Wb, Elisa용 Anti-Nkrf 폴리클로날 항체 - O15226

품목 번호: CM0027950



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 NKRF(NF-kappa-B-repressing factor)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다. UniProt O15226.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NKRF Rabbit pAb
비고/별칭	NRF; ITBA4; NKRF
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	55922
GeneID	55922
면역원(Immunogen)	인간 NKRF (NP_060014.2)의 아미노산 391-690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	O15226
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스백