


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nlrp3 토끼 다클론 항체 - Q96P20

품목 번호: CM0015043



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된
NLRP3(cryopyrin) 표적 고품질 토끼 다클론
항체입니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다.
인플라마좀 활성화 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP3 토끼 pAb
비고/별칭	AI1; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; Clorf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
종	사람
GeneID(사람)	114548
GeneID	114548
면역원	재조합 단백질/사람 NLRP3(NP_001120934.1)의 아미노산 1-220 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96P20
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스팩