

Wb, Elisa용 Anti-Nlrp6 토끼 다클론 항체 - Q91Ws2

품목 번호: CM0019991

소개

WB 및 ELISA에 사용되는 마우스 Nlrp6를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 랫드 Nlrp6를 인식합니다. 인플라존 생물학, 장 점막 면역 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Nlrp6 토끼 pAb
비고/별칭	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
종	마우스
유전자ID	101613
면역원	합성 펩타이드 마우스 Nlrp6(NP_598707.2)의 아미노산 124-237번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q91WS2
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스 팩