


Anti-Nmdar2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

품목 번호: CM0013316



소개

Anti-NMDAR2A 토끼 다클론 항체는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 글루타메이트 수용체 NMDA 2A (GRIN2A, 165kDa, UniProt Q12879)를 표적으로 합니다. 시냅스 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NMDAR2A Rabbit pAb
비고/별칭	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
종	인간
유전자 ID (인간)	2903
유전자 ID	2903
면역원	재조합 단백질 인간 NMDAR2A (NP_000824.1)의 아미노산 1130-1400 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12879
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스백