


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nmdar2A 토끼 다클론 항체 - Q12879

품목 번호: CM0018552



소개

WB, IF/ICC, ELISA 용도로 인간 NMDAR2A(NR2A, GluN2A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신경과학 분야의 NMDA 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMDAR2A 토끼 pAb
비고/별칭	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
종	인간
유전자 ID	2903
면역원	인간 NMDAR2A(NP_000824.1)의 아미노산 1130-1400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 속주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응 종	마우스, 랫드
SWISS	Q12879
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스팩