

## Anti-Nme8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N427

품목 번호: CM0020076

### 소개

인간 NME8(NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 NME8(~67 kDa) 검출, 정자형성 및 섬모병 연구에 이상적.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | NME8 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭          | CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8 |
| 종              | 인간                                                             |
| GeneID (Human) | 51314                                                          |
| GeneID         | 51314                                                          |
| 면역원            | 인간 NME8 (NP_057700.3)의 아미노산 299-588에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질  |
| 원천             | 토끼                                                             |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                       |
| 응용             | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS          | Q8N427                                                         |
| 단백질 분자량        | 67kDa                                                          |
| 배송             | 아이스팩                                                           |