


Wb, Elisa용 Anti-Nnmt 토끼 단일클론 항체 - P40261

품목 번호: CM0007524



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 재조합 anti-NNMT 토끼 단일클론 항체입니다. 대사 및 후성유전학 연구를 위해 사람 니코틴아마이드 N-메틸전이효소 (29 kDa)를 표적으로 합니다. 메틸화 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NNMT Rabbit mAb
비고/별칭	NNMT; nicotinamide N-methyltransferase
종	사람 (Human)
유전자 ID	4837 (human)
면역원	사람 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P40261
단백질 분자량	29 kDa
배송	아이스백