

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nod2 폴리클로날 항체 - Q9Hc29

품목 번호: CM0019551

소개

웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증된
고품질의 anti-NOD2 토끼 폴리클로날 항체입니다.
선천성 면역 및 염증성 장 질환과 관련된 인간
NOD2(Q9HC29)를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOD2 Rabbit pAb
비고/별칭	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	64127
GeneID	64127
면역원(Immunogen)	인간 NOD2 (NP_071445.1)의 아미노산 28-270 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9HC29
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)