

Anti-Nolc1 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q14978

품목 번호: CM0006255

소개

인간 NOLC1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. RNA 중합효소 I과 신경능선 분화를 조절하는 핵소체 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOLC1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
종	인간
유전자 ID (인간)	9221
유전자 ID	9221
면역원	인간 NOLC1 (NP_004732.2)의 아미노산 1-100번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14978
단백질 분자량	74kDa
배송 방식	아이스팩