


Wb, Elisa용 Anti-Nop14 다클론 항체 - P78316

품목 번호: CM0017168



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 NOP14 토끼 다클론 항체입니다. pre-18S rRNA 가공 및 40S pre-ribosome 수출에 중요한 인간 핵소체 단백질 14를 표적으로 합니다. 리보솜 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP14 Rabbit pAb
비고/별칭	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
종	인간
GeneID (인간)	8602
GeneID	8602
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78316
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩