


Wb, Elisa용 Anti-Nop16 다클론 항체 - Q9Y3C1

품목 번호: CM0014961



소개

WB 및 ELISA 검증 완료된 NOP16 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐(Rat) NOP16을 인식합니다. 재조합 면역원 사용. 핵소체 단백질 연구에 이상적. 21 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP16 토끼 pAb
비고/별칭	HSPC111; HSPC185; NOP16
종	인간
GeneID (인간)	51491
GeneID	51491
면역원	인간 NOP16(NP_057475.2)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y3C1
단백질 무게	21kDa
배송	아이스팩