

Ihc-P 및 Elisa용 항-Nov(Ccn3/Igfbp9) 다클론 항체 - P48745

품목 번호: CM0027791

소개

IHC-P 및 ELISA 애플리케이션용 인간 NOV(CCN3/IGFBP9)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 세포 증식, 부착, 혈관신생 및 골 재생에 관여하는 39 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOV 토끼 pAb
비고/별칭	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
종	인간
유전자 ID (인간)	4856
면역원	인간 NOV(NP_002505.1)의 아미노산 32-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P48745
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백