

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Npb 폴리클로널 항체 - Q8Ng41

품목 번호: CM0020207

소개

인간 Neuropeptide B에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 통증 및 섭식 연구를 포함한 신경과학 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPB Rabbit pAb
비고/별칭	L7; PPL7; PPNPB; NPB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	256933
GeneID	256933
면역원	재조합 단백질 인간 NPB (NP_683694.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8NG41
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백