

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nprl2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wtw4

품목 번호: CM0031045



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 NPRL2를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. GATOR1 복합체 및 mTORC1 경로 연구에 필수적. 예측 분자량 44 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPRL2 Rabbit pAb
비고/별칭	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
종	인간
GeneID (인간)	10641
GeneID	10641
면역원	인간 NPRL2 (NP_006536.3)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WTW4
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백