

Ko 검증된 Nqo1 Rabbit Monoclonal Antibody (Wb, If-P, Elisa용) - P15559

품목 번호: CM0002891



소개

NQO1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 녹아웃 특이성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P) 및 ELISA 분석에 적합합니다. 퀴논 해독, 산화 스트레스 및 암 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NQO1 Rabbit mAb
비고/별칭	DTD; QRI; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KD 검증] NQO1
종	인간
유전자 ID (인간)	1728
유전자 ID	1728
면역원	합성 펩타이드 인간 NQO1(P15559)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15559
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백