


Wb, Elisa용 Anti-Nrg1 폴리클론항체 - Q02297

품목 번호: CM0017200



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 NRG1 Rabbit pAb로, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 세포 성장, 분화 및 신경발달에서의 NRG1-ERBB 신호전달을 탐구하세요. IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRG1 Rabbit pAb
비고/별칭	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
종	인간
GeneID (인간)	3084
GeneID	3084
면역원	인간 NRG1 (NP_039252.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02297
단백질 분자량	70 kDa
배송	아이스백