

Wb, Elisa용 Anti-Nrxn1 토끼 다클론 항체 - P58400 / Q9ULb1

품목 번호: CM0012933



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 anti-NRXN1 토끼 다클론 항체입니다. 시냅스 형성에 관여하는 주요 시냅스 접착 분자인 인간 및 마우스 뉴렉신-1-베타를 인식합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NRXN1 토끼 pAb
비고/별칭	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
종	인간
GeneID (인간)	9378
GeneID	9378
면역원	인간 NRXN1(NP_001129131.1)의 아미노산 31-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P58400 / Q9ULB1
단백질 분자량	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
배송	얼음팩