


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 다클론 항체 - P04629/Q16620/Q16288

품목 번호: CM0020772



소개

NTRK1, NTRK2, NTRK3를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 신경영양인자 신호 연구 및 신경생물학 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	NTRK1/NTRK2/NTRK3 토끼 pAb
종	인간
GeneID (인간)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
면역원	인간 NTRK1/NTRK2/NTRK3 (NP_002520.2)의 아미노산 700-796 서열에 해당하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
배송	아이스 팩