


Wb, Ip, Elisa용 항-핵 매트릭스 단백질 P84 (Thoc1) 단일클론 항체 - Q96Fv9

품목 번호: CM0011268



소개

SWISS 액세스 번호 Q96FV9인 핵 매트릭스 단백질 p84 (THOC1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에 적합합니다. TREX 복합체 및 세포사멸 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	핵 매트릭스 단백질 p84 (THOC1) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Nuclear Matrix Protein p84 (THOC1)
종	인간
유전자 ID (인간)	9984
유전자 ID	9984
면역원	합성 펩타이드 - 인간 핵 매트릭스 단백질 p84 (THOC1) (NP_005122.2)의 아미노산 350-450 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96FV9
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백