

Wb, Elisa용 항-Nup155 토끼 다클론 항체 - O75694

품목 번호: CM0025416



소개

인간 NUP155(155 kDa 뉴클레오포린)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 핵질-세포질 수송에 필수적인 핵공복합체 구성 요소로, IVD 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUP155 토끼 pAb
비고/별칭	N155; ATFB15; NUP155
종	인간
유전자 ID (인간)	9631
유전자 ID	9631
면역원	인간 NUP155 (NP_705618.1)의 아미노산 1102-1391에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75694
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스 팩