


Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tem1

품목 번호: CM0021245



소개

NUP210(GP210, POM210)을 표적하는 205 kDa 핵공막 당단백질에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 샘플과 교차반응성을 보입니다. 핵공 복합체 조립 및 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUP210 Rabbit pAb
비고/별칭	GP210; POM210; NUP210
종	인간
GeneID (인간)	23225
GeneID	23225
면역원	인간 NUP210 (NP_079199.2)의 아미노산 680-880에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8TEM1
단백질 분자량	205kDa
배송	아이스백