

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nxt2 다클론 항체 - Q9Npj8

품목 번호: CM0015571

소개

인간 NXT2(NTF2 관련 수출 단백질 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. mRNA 및 단백질의 핵 수출 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NXT2 토끼 pAb
비고/별칭	P15-2; NXT2
종	인간
GeneID (인간)	55916
GeneID	55916
면역원	재조합 단백질 인간 NXT2(NP_061168.2)의 아미노산 110-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NPJ8
단백질 분자량	16kDa
배송	얼음팩