


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Obecn 다클론 항체 - Q5Vst9

품목 번호: CM0021061



소개

인간 OBSCN을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 횡문근 및 사르코메어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OBSCN 토끼 pAb
비고/별칭	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
종	인간
GeneID (인간)	84033
GeneID	84033
면역원	인간 OBSCN (NP_443075.3)의 아미노산 1621-1710에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5VST9
단백질 분자량	868kDa
배송 방식	아이스백