

Wb 및 Elisa용 항Ocrl 토끼 다클론 항체 - Q01968

품목 번호: CM0022459



소개

인간 OCRL(Q01968)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 OCRL을 검출하며 이노시톨 인산 대사, 엔도솜 수송, 섬모병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OCRL 토끼 pAb
비고/별칭	LOCRL; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL
종	인간
유전자 ID (인간)	4952
유전자 ID	4952
면역원	인간 OCRL 아미노산 1-220번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001578.2)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q01968
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스 팩