

Wb, Elisa용 Anti-Olr1 폴리클로널 항체 - P78380

품목 번호: CM0019370



소개

사람 OLR1 (LOX-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람 및 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 유효합니다. 죽상경화증 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OLR1 Rabbit pAb
비고/별칭	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	4973 (human)
면역원	사람 OLR1 (NP_002534.1)의 아미노산 58-273에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P78380
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백(Ice bag)