

Wb, Elisa용 항Opcml 다클론 항체 - Q14982

품목 번호: CM0030945



소개

OPCML(오피오이드 결합 단백질/세포 부착 분자, IgLON 패밀리에 속하는 구성원 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 예상 분자량: 38kDa. 신경과학 및 세포 부착 연구에 이상적입니다 - Q14982.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPCML 토끼 pAb
비고/별칭	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
종	인간
유전자ID	4978
면역원	인간 OPCML (NP_002536.1)의 아미노산 246-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14982
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백